

# PRAXIS-AKTION

Rev. 02/2017

## FG-TURBO-Diamanten

### Vorteile unserer TURBO-Diamanten

- hohe Schleifleistung, sauberer Schliff, keine Rillen
- „selbstreinigend“ - dadurch längere Standzeit
- geringe Wärmeentwicklung, verminderte Gefahr von Pulpenverletzungen
- großer Spanraum und optimaler Abtransport des Schleifgutes
- extreme Bruchfestigkeit durch Verwendung hochwertiger Rohstoffe und Einsatz speziell entwickelter Technologien und Produktionsverfahren

(Formenauswahlen nur zur Illustration. Sortimente siehe ökoDENT-Katalog)



### Artikel-Bonus FG-TURBO-Diamanten

je Art.-Nr.

Bitte bei Ihrem/Ihrer ökoDENT-Fachberater(in) erfragen!

## HM-Klebstoffentferner

### Vorteile Klebstoffentferner mit Titan-nitridbeschichtung:

- glättet die Oberfläche, verhindert das Zuschmieren des Instruments
- besonders ruhiger Lauf des Instruments durch feines Entgraten der Schneiden

### Vorteile Klebstoffentferner H23R

- sehr kostengünstig
- spezielle Verzahnung entfernt den Kleber ohne den Zahn dabei zu verletzen

### Artikel-Bonus HM-Klebstoffentferner

je Art.-Nr.

Bitte bei Ihrem/Ihrer ökoDENT-Fachberater(in) erfragen!



Anwendung:  $\cup_{opt. 30.000 \text{ min}^{-1}}$


## NEU Prophylaxe „TWIST“

Das latexfreie Einwegprodukt entfernt Verfärbungen aller Art und ist mit und ohne Polierpaste anwendbar.

### Artikel-Bonus Prophylaxe „TWIST“

Bitte bei Ihrem/Ihrer ökoDENT-Fachberater(in) erfragen!

Anwendung:  $\cup_{opt. 10.000 - 12.000 \text{ min}^{-1}}$



## ökoCleaner

### Professionelles Finishing ohne das Risiko von Zahnschmelzdefekten

- hervorragend geeignet zum Finishing nach dem Scaling, zur Entfernung von (weichen) Zahnbelägen, besonders schonend am Zahnhals
- selbstschärfend durch kontinuierliche Abrasion
- keine Abrasion von Schmelz und Keramik
- schonend zu Dentin, Wurzelzement und Komposit

### Artikel-Bonus ökoCleaner

je Art.-Nr.

Bitte bei Ihrem/Ihrer ökoDENT-Fachberater(in) erfragen!



Sortiment OEC 2500

Anwendung:  $\cup_{opt. 15.000 \text{ min}^{-1}}$ , Reinigung in med. Alkohol, autoklavierbar bis 135°C

## chirurgischer HM-Fräser

### HF 118A 012 FG

#### Produktmerkmale

- Präparation von Knochen und Knochendeckeln
- Freilegen und Durchtrennen retinierter Zähne
- langer schlanker „Hals“ für garantiert freie Sicht

### Artikel-Bonus HF 118A 012 FG

je Art.-Nr.

Bitte bei Ihrem/Ihrer ökoDENT-Fachberater(in) erfragen!

Anwendung:  $\cup_{opt. 100.000 \text{ min}^{-1}}$

