

# LABOR-AKTION

Rev. 02-2019

## Keramikpolierer CERA Shine Serie

Dreistufiges Diamant-Poliersystem zum Abtragen, Glätten und Hochglanzpolieren von Keramik und Metall.

## HM-Keramikfinierer „C 850“

Keramikfinierer aus Hartmetall zur anatomischen Gestaltung von Fissuren und um Finieren der Metall-Keramik-Kontakte.



**Blau = 1. Stufe: Abtragen + Formen**  
 $\omega_{opt.} 5.000 - 10.000 \text{ min}^{-1}$

**Pink = 2. Stufe: Glätten**  
 $\omega_{opt.} 5.000 - 10.000 \text{ min}^{-1}$

**Grau = 3. Stufe: Hochglanz-Politur**  
 $\omega_{opt.} 10.000 - 15.000 \text{ min}^{-1}$



**Anwendung:**  $\omega_{opt.} 25.000 \text{ min}^{-1}$

**Artikel-Bonus**  
 HM-Keramikfinierer „C 850“  
 Bitte bei Ihrem/Ihrer  
 ökoDENT-Fachberater(in)  
 erfragen!

**Artikel-Bonus**  
 CERA Shine Serie  
 Bitte bei Ihrem/Ihrer  
 ökoDENT-Fachberater(in)  
 erfragen!

## Diamantschleifer mit keramischer Bindung

Abtragstarke, formstabile Schleifer mit Naturkorn — hohe Standfestigkeit bei geringer Rauigkeit und ruhigem Schliff  
 Ideal zur Vorkonturierung und Ausarbeitung mit geringer Hitzeentwicklung — Eignet sich zur Bearbeitung größerer vestibulärer und oraler Flächen auf Keramik und Zirkon



**Anwendung:**  
 $\omega_{opt.} 15.000 - 20.000 \text{ min}^{-1}$

**Artikel-Bonus**  
 Diamantschleifer mit  
 keramischer Bindung  
 Bitte bei Ihrem/Ihrer  
 ökoDENT-Fachberater(in)  
 erfragen!