

PRAXIS-AKTION

Rev. 08/2018

FG - Standard - Diamanten

Vorteile unserer Standard-Diamanten

- extreme Bruchsicherheit durch hochwertige Rohstoffe
- körnungsgerechte Vorfertigung für formgenaues Arbeiten
- hohe Reinheit der Diamanten für definierte Rauigkeit
- ständige Qualitätskontrollen im Produktionsprozess
- geringste Rundlaufdifferenzen für vibrationsfreies Arbeiten

(Formenauswahl nur zur Illustration - Sortimente siehe ökoDENT-Katalog)



Artikel-Bonus

FG-Standard-Diamanten
 Bitte bei Ihrem/Ihrer
 ökoDENT-Fachberater(in)
 erfragen!



Kronentrenner

auf Diamantbasis



K838 012 + K880 012

- Im Hause ökoDENT entwickelte Spezialbeschichtung (Galvanotherm).
- Trennt alle Materialien, besonders geeignet für Zirkon und Vollkeramik.
- Sehr ruhiger Lauf, schont die Lager der Antriebe und mindert den Patientenstress.

Arbeitsdrehzahlen: \cup_{opt} 160.000 - 300.000 min⁻¹



NEU - konische Ausführung

K849 012 + K855 012

- Arbeitsteillängen wie bei den geraden Ausführungen 4mm bzw. 6mm.
- Kronentrenner im FG-Schaft lieferbar.

Artikel-Bonus

Diamant- & HM-Kronentrenner
 Bitte bei Ihrem/Ihrer
 ökoDENT-Fachberater(in)
 erfragen!


Kronentrenner

auf Hartmetallbasis



C34

C34 L



	REF	C34	C34	C34 L	C34 L
Ø (1/10 mm)		010	012	010	012
L (mm)		2,1	2,1	3,5	3,5
FG		010	012	010	012

C34 + C34L


- Für NEM und alle anderen Metalle geeignet.
- Auch als Amalgamentferner nutzbar.
- Sehr guter Rundlauf, da aus einem Stück gefertigt.

C4X 012

- Spezielle Verzahnung für schnelles und problemloses Zerspanen von Kronen und Brücken aller gängigen Metall-Legierungen.
- große Spanräume für schnelle Spanabfuhr
- Übergangsschneide an der Instrumentenspitze für besseres Eindringen in das zu zerspanende Material.



C4X



	REF	C4X
Ø (1/10 mm)		012
L (mm)		3,5
FG		012