

LABOR-AKTION

12/2017

Fräsgerätefräser - BlueLine

Spezial-Fräsgerätefräser mit BlueLine-Beschichtung für die effiziente Bearbeitung von Primärteilen schwer zerspanbarer Titan-Legierungen und NEM

Die spezielle Blue-Line-Beschichtung ermöglicht die Anwendung mit hohen Drehzahlen ($n_{opt.} 40.000 - 50.000 \text{ min}^{-1}$) sowie einer bisher unerreichten Standzeit.

Produktmerkmale

- schnittfreundige Spezialverzahnung für die Frästechnik
- spezielle Blue-Line Beschichtung für hohe Drehzahlen und lange Standzeit
- für die zeitsparende Bearbeitung von Titanabutments und NEM-Teleskopen
- weitere Anwendungen: occlusales Einkürzen; Einschub-einrichtung anpassen; Parallelfräsung am NEM-Teleskop

Artikel-Bonus Fräsgerätefräser - BlueLine

unsortiert
Bitte bei Ihren/Ihrer
ökoDENT-Fachberater(in)
erfragen!



Sortiment: mit Schaft-Ø 2,35 mm und 3,00 mm (.. G) verfügbar

Universal-Polierer ökoTOP BEIGE

universeller Silikonpolierer in grober Körnung

- abrasiv, glättend, standfest, geringe Hitzeentwicklung
- für die Bearbeitung von Keramik, Stahl (NEM), Kunststoff, Edelmetall, Titan und Zirkon



Anwendung: $n_{opt.} 7.000 - 10.000 \text{ min}^{-1}$

Artikel-Bonus
unsortiert
Bitte bei Ihrem/Ihrer
ökoDENT-Fachberater(in)
erfragen!

PIGMARKER

Occlusionsspray zur Erkennung von Frühkontakten und Störstellen

- leicht dosierbar, gezielt aufsprühhbar
- haftet auf Metall, Keramik, Kunststoff, Gips, Zahnschmelz
- durch Verwendung lebensmittel-echter Markierungsstoffe im Mund anwendbar
- gleichmäßiger, feiner Sprühnebel („rotzi“ nicht, tropft nicht)
- mit Wasser rückstandslos entfernbar
- restlos aufbrauchbar → sehr umweltfreundlich



Artikel-Bonus
PIGMARKER
Art.-Nr.: CO
Bitte bei Ihren/Ihrer
ökoDENT-Fachberater(in)
erfragen!

Art.-Nr. : CO