

# PRAXIS-AKTION

Rev. 12/2017

## FG-TURBO-Diamanten

### Vorteile unserer TURBO-Diamanten

- hohe Schleifleistung, sauberer Schliff, keine Rillen
  - „selbstreinigend“ - dadurch längere Standzeit
  - geringe Wärmeentwicklung, verminderte Gefahr von Pulpenverletzungen
  - großer Spanraum und optimaler Abtransport des Schleifgutes
  - extreme Bruchfestigkeit durch Verwendung hochwertiger Rohstoffe und Einsatz speziell entwickelter Technologien und Produktionsverfahren
- (Formenauswahlen nur zur Illustration Sortimente siehe ökoDENT-Katalog)



**Artikel-Bonus**  
**FG-TURBO-Diamanten**  
 unsortiert  
 Bitte bei Ihrem/Ihrer  
 ökoDENT-Fachberater(in)  
 erfragen!

## Gingiva - Trimmer GT 016 FG

Einsatz alternativ und ergänzend zur Elektrochirurgie, dem Skalpell und dem Laser

- Gingivamodellation und -schnitte
- Freilegen von eingehielten Implantaten, von retinierten Zähnen und tiefen Zahnhalskavitäten.
- Sulkuserweiterungen für Abdrücke
- Sorgt durch Koagulation für reduzierte Blutungsneigung.
- Die geringe Wärmeentwicklung verhindert Nekrosen bei der Behandlung.

**Sonderpreis**  
**GT 016 FG**  
 je Stück  
 Bitte bei Ihrem/Ihrer  
 ökoDENT-Fachberater(in)  
 erfragen!



### Anwendung:

U<sub>opt.</sub> 300.000 - 500.000 min<sup>-1</sup> / **Ohne Kühl spray einsetzen!**

## chirurgischer Hartmetall-Fräser HF 118A 012 FG

für schonendes Zerspanen und feinste Oberflächen  
 Hervorragend geeignet zur PA-Spalt Erweiterung.

- Duales Instrument für minimalinvasive Präparation von Zahnhartsubstanz und Knochengewebe bei gleichzeitiger Schonung des angrenzenden Gewebes.
- Präparation von Knochen und Knochendeckeln
- Freilegen und Durchtrennen retinierter Zähne
- Wurzelspitzenresektionen
- Hemisektionen
- langer schlanker „Hals“ für garantiert freie Sicht

**Artikel-Bonus**  
**HF 118A 012 FG**  
 je Art.-Nr.  
 Bitte bei Ihrem/Ihrer  
 ökoDENT-Fachberater(in)  
 erfragen!



Anwendung: U<sub>opt.</sub> 100.000 min<sup>-1</sup>

## Composit-Polierer DIA-COMP PLUS Serie

zweistufiges Diamant-Polier-System zum Finieren, Glätten und Hochglanzpolieren aller Composite, Kompomere und Ionomere

- Diamantdurchsetztes Poliersystem für alle Kompositmaterialien, speziell auch für die neueste Generation hochgefüllter Hybridkomposite.
- DIA-COMP PLUS zeichnet sich durch hervorragende Polierergebnisse bei sehr langer Lebensdauer aus.

1. Stufe: PINK  
**Formen und Glätten**

2. Stufe: GRAU  
**Hochglanzpolitur**

**Artikel-Bonus**  
**DIA-COMP PLUS Serie**  
 unsortiert  
 Bitte bei Ihrem/Ihrer  
 ökoDENT-Fachberater(in)  
 erfragen!



Anwendung: U<sub>opt.</sub> 3.000 - 8.000 min<sup>-1</sup>