

LABOR-AKTION


A2.7L | Rev. 02 - 2023 | D

Keramikpolierer CERA Shine Serie

Dreistufiges Diamant-Poliersystem zum Abtragen, Glätten und Hochglanzpolieren von Keramik und Metall.


Blau = 1. Stufe: Abtragen + Formen

U_{opt.} 5.000 - 10.000 min⁻¹



Pink = 2. Stufe: Glätten

U_{opt.} 5.000 - 10.000 min⁻¹




Grau = 3. Stufe: Hochglanz-Politur

U_{opt.} 10.000 - 15.000 min⁻¹



HM-Keramikfinierer „C 850“

Keramikfinierer aus Hartmetall zur anatomischen Gestaltung von Fissuren und um Finieren der Metall-Keramik-Kontakte.



Anwendung: U_{opt.} 25.000 min⁻¹

Artikel-Bonus HM-Keramikfinierer „C 850“

Bitte bei Ihrem/Ihrer
ökoDENT-Fachberater(in)
erfragen!

Artikel-Bonus CERA Shine Serie

Bitte bei Ihrem/Ihrer
ökoDENT-Fachberater(in)
erfragen!

Sinterdiamantschleifer

Die FeMn-Bindung sorgt für längere Standzeit, hohe Kantenstabilität und gleichmäßige Schleifleistung während der gesamten Lebensdauer — zur Erhaltung sauberer und sehr scharfer Schneidflächen empfehlen wir gelegentlichen Reinigungen — nutzen Sie hierzu den Reinigungsstein **PA 9824**, gleich mitbestellen!

Anwendung:
U_{opt.} 20.000 - 25.000 min⁻¹



Artikel-Bonus Sinterdiamantschleifer

Bitte bei Ihrem/Ihrer
ökoDENT-Fachberater(in)
erfragen!