


# LABOR-AKTION

A2.7L | Rev. 01 - 2024 | D

**Laborfräser aus Vollhartmetall – für den perfekten Rundlauf!**  
(beschichtet & unbeschichtet)



**Artikel-Bonus**  
**Laborfräser**  
(beschichtet & unbeschichtet)  
**unsortiert**  
Bitte bei Ihrem/Ihrer  
ökoDENT-Fachberater(in)  
erfragen!

- HF GE 7160: Kreuzverzahnung, mittelgrob
- HF QC 10440: Spezial-Fräser für NEM & Titan
- HF R 10840: Spezialfräser, „Rainbow-Line“
- HF 511123: Kreuzverzahnung, fein
- HFQ 30123: Einfachverzahnung, mit Querhieb
- HF B 08023: Kreuzverzahnung, fein (beschichtet)
- HF QS 10440: Spiralverzahnung, superfein
- HF 5723: Kreuzverzahnung, superfein
- HF 10560: Spiralverzahnung, fein
- HF QCS 10440: Spezial-Fräser für NEM „Blue-Line“
- HF 7460: Kreuzverzahnung, supergrob
- HF 6760: Kreuzverzahnung, grob
- HF X 2540: NEM-Laborfräser XTreme™, graphitbeschichtet
- HF 291660: Kreuzverzahnung, standard
- HF 10723: Spiralverzahnung, fein
- HF Q 2960: Spiralverzahnung mit Querhieb
- HF B 18023: Kreuzverzahnung, standard (beschichtet)

## Keramikpolierer CERA Shine Serie

Dreistufiges Diamant-Poliersystem zum Abtragen, Glätten und Hochglanzpolieren von Keramik und Metall.



**Blau = 1. Stufe:**  
Abtragen + Formen  
opt.  
5.000 - 10.000 min<sup>-1</sup>

**Pink = 2. Stufe:**  
Glätten  
opt.  
5.000 - 10.000 min<sup>-1</sup>

**Grau = 3. Stufe:**  
Hochglanz-Politur  
opt.  
10.000 - 15.000 min<sup>-1</sup>

**Artikel-Bonus**  
**CERA Shine Serie**

**je Art.-Nr.**

Bitte bei Ihrem/Ihrer  
ökoDENT-Fachberater(in)  
erfragen!