

LABOR-AKTION

A2.7L | Rev. 02 - 2024 | D

Universalpolierer ökoTOP Beige

Silikonpolierer in grober Körnung

- sehr guter Abtrag (abrasiv), hohe Standzeit, geringe Temperaturentwicklung
- zum Abtragen, Formen, Konturieren und Glätten von Keramik, Zirkon, Nichtedelmetall (NEM), Kunststoff und Edelmetall



P 3001



P 3010



P 3014



P 3026



P 3028

Artikel-Bonus

Universalpolierer ökoTOP Beige

Bitte bei Ihrem/Ihrer
ökoDENT-Fachberater(in)
erfragen!

Anwendung: $\cup_{opt. 7.000 - 10.000 \text{ min}^{-1}}$



P 3032



P 3032

HM-Keramikfinierer „C850“

Keramikfinierer aus Hartmetall zur anatomischen Gestaltung von Fissuren und um Finieren der Metall-Keramik-Kontakte.

Artikel-Bonus

HM-Keramikfinierer „C850“

Bitte bei Ihrem/Ihrer
ökoDENT-Fachberater(in)
erfragen!

Anwendung: $\cup_{opt. 25.000 \text{ min}^{-1}}$



C 850 003



C 850 004



C 850 006

3-Kant

4-Kant

6-Kant

Sinterdiamantschleifer

Die FeMn-Bindung sorgt für längere Standzeit, hohe Kantenstabilität und gleichmäßige Schleifleistung während der gesamten Lebensdauer.

Zur Erhaltung sauberer und sehr scharfer Schneidflächen empfehlen wir gelegentlichen Reinigungen — nutzen Sie hierzu den Reinigungsstein PA 9824, gleich mitbestellen!

Anwendung: $\cup_{opt. 20.000 - 25.000 \text{ min}^{-1}}$



SD02 M



SD03 M



SD06 M+C



SD07 M



SD08 C



SD09 F+M+C



SD11 M+C



SD15 M



SD17 M



SD18 M+C



SD22 F



SD23 F



SD26 F



SD27 F



SD28 F



SD31 SC



SD32 SC

Artikel-Bonus

Sinterdiamantschleifer

Bitte bei Ihrem/Ihrer
ökoDENT-Fachberater(in)
erfragen!