

# LABOR-AKTION



A2.7L | Rev. 02 - 2026 | D

## Keramikpolierer CERA Shine

Dreistufiges Diamant-Poliersystem zum Abtragen, Glätten und Hochglanzpolieren von Keramik und Metall

## HM-Keramikfinierer „C 850“

Keramikfinierer aus Hartmetall zur anatomischen Gestaltung von Fissuren und um Finieren der Metall-Keramik-Kontakte



Anwendung:  $\omega_{opt}$  25.000 min<sup>-1</sup>

**Artikel-Bonus**  
HM-Keramikfinierer „C 850“  
Bitte bei Ihrem/Ihrer  
ökoDENT-Fachberater(in)  
erfragen!

**Artikel-Bonus**  
CERA Shine  
Bitte bei Ihrem/Ihrer  
ökoDENT-Fachberater(in)  
erfragen!

## Diamant-Trennscheiben für Keramik und Zirkon

- Sehr elastische Diamant-Trennscheiben zum präzisen Trennen und Bearbeiten von Keramik und Zirkon
- Einlagige Verstärkung durch Glasfasergewebe für erhöhte Stabilität bei gleichzeitiger Flexibilität
- Entwickelt für exakte Schnittführung bei vibrationssensiblen Materialien
- Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen keramische Schichten durch Werkzeugvibrationen gefährdet sind



TSG 2002

**Produktmerkmale:**  
Außen-Ø: 20 mm (± 0,5 mm)  
Stärke: 0,2 mm (± 0,05 mm)  
 $\omega_{max}$ : 50.000 min<sup>-1</sup>  
gepackt zu 10 Stück

**Artikel-Bonus**  
Diamant-Trennscheiben  
für Keramik und Zirkon  
Art.-Nr.  
Bitte bei Ihrem/Ihrer  
ökoDENT-Fachberater(in)  
erfragen!