

PRAXIS-AKTION

A2.7P | Rev. 02 - 2023 | D

FG-TURBO-Diamanten

Vorteile unserer TURBO-Diamanten

- hohe Schleifleistung, sauberer Schliff, keine Rillen
 - „selbstreinigend“ - dadurch längere Standzeit
 - geringe Wärmeentwicklung, verminderte Gefahr von Pulpenverletzungen
 - großer Spanraum und optimaler Abtransport des Schleifgutes
 - extreme Bruchfestigkeit durch Verwendung hochwertiger Rohstoffe und Einsatz speziell entwickelter Technologien und Produktionsverfahren
- (Formenauswahlen nur zur Illustration – Sortimente siehe ökoDENT-Katalog)



Artikel-Bonus
FG-TURBO-Diamanten
 unsortiert
 Bitte bei Ihrem/Ihrer
 ökoDENT-Fachberater(in)
 erfragen!

Hartmetall-Rosenbohrer

Ø in 1/10mm	H1S	RA	RAL	FG	FGXL	H1SL	RA	RAL	H1SX	RA	RAL
005		•	•	•							
006		•	•	•							
007		•	•	•							
008		•	•	•							
009		•	•	•							
010		•	•	•	•		•	•			
012		•	•	•	•		•	•			
014		•	•	•	•		•	•			
016		•	•	•	•		•	•		•	•
018		•	•	•	•		•	•		•	•
021		•	•	•	•		•	•		•	•
023		•	•	•	•		•	•		•	•
025		•	•	•							
027		•	•	•							
029		•	•	•							

Artikel-Bonus
Rosenbohrer
 je Art.-Nr.
 Bitte bei Ihrem/Ihrer
 ökoDENT-Fachberater(in)
 erfragen!

Composit-Polierer DIA-COMP PLUS Serie

zweistufiges Diamant-Polier-System zum Finieren, Glätten und Hochglanzpolieren aller Composite, Kompomere und Ionomere

- Diamantdurchsetztes Poliersystem für alle Kompositmaterialien, speziell auch für die neueste Generation hochgefüllter Hybridkomposite.
- DIA-COMP PLUS zeichnet sich durch hervorragende Polierergebnisse bei sehr langer Lebensdauer aus.

1. Stufe:
PINK
Formen
und
Glätten



2. Stufe:
GRAU
Hoch-
glanz-
politur

Anwendung:
 ↻ opt. 3.000 - 8.000 min⁻¹

Artikel-Bonus
DIA-COMP PLUS Serie
 unsortiert
 Bitte bei Ihrem/Ihrer
 ökoDENT-Fachberater(in)
 erfragen!