

# PRAXIS-AKTION

## Hartmetall-Rosenbohrer

A2.7P | Rev. 01 - 2024 | D

Ø in 1/10mm	H1S	RA	RAL	FG	FGXL	H1SL	RA	RAL	H1SX	RA	RAL
005		•	•	•							
006		•	•	•							
007		•	•	•							
008		•	•	•							
009		•	•	•							
010		•	•	•	•		•				
012		•	•	•	•		•				
014		•	•	•	•		•				
016		•	•	•	•		•			•	•
018		•	•	•	•		•			•	•
021		•	•	•	•		•			•	•
023		•	•	•	•		•			•	•
025		•	•	•							
027		•	•	•							
029		•	•	•							

**Artikel-Bonus**  
Rosenbohrer  
unsortiert  
Bitte bei Ihrem/Ihrer  
ökoDENT-Fachberater(in)  
erfragen!

## Gingiva Trimmer

- zur Modellation der Gingiva und für Gingivaschnitte
- für die Freilegung tiefer Kavitäten und intraossaler Implantate, sowie refinierter Zähne
- für die Erweiterung des Sulkus für Abdrücke
- zur Entfernung von Zahnfleischhyperplasie / Papillektomie und interradikulärem Granulationsgewebe

**Sonderpreis**  
Gingiva-Trimmer  
je Stück  
Bitte bei Ihrem/Ihrer  
ökoDENT-Fachberater(in)  
erfragen!



## chirurgischer HM-Fräser HF 118 A

Für minimalinvasive, substanzschonende Präparation von Zahnhartsubstanz und Kieferknochen bei gleichzeitiger Schonung des angrenzenden Gewebes.


### Produktmerkmale

- Höchste Laufruhe, effektive Schneidleistung, maximale Stabilität
- Schlanker „Hals“ garantiert freie Sicht (besonders wichtig beim Arbeiten mit der Lupe/Brille)
- Keramische ZrN (Zirkon-Nitrit) Beschichtung für ein ausgewiesenes verschleißarmes und biokompatibles Instrument.

### Indikationen

- Präparation von Knochen und Knochendeckeln
- Freilegen und Durchtrennen refinierter Zähne
- PA-Spalt Erweiterung**
- Wurzelspitzenresektionen
- Hemisektionen

**Artikel-Bonus**  
HF 118A ... FG  
unsortiert  
Bitte bei Ihrem/Ihrer ökoDENT-Fachberater(in) erfragen!



## Composit-Polierer DIA-COMP PLUS Serie

zweistufiges Diamant-Polier-System zum Finieren, Glätten und Hochglanzpolieren aller Composite, Kompomere und Ionomere

- Diamantdurchsetztes Poliersystem für alle Kompositmaterialien, speziell auch für die neueste Generation hochgefüllter Hybridkomposite.
- DIA-COMP PLUS zeichnet sich durch hervorragende Polierergebnisse bei sehr langer Lebensdauer aus.

1. Stufe:  
PINK  
Formen  
und  
Glätten



## Artikel-Bonus

DIA-COMP PLUS Serie  
unsortiert  
Bitte bei Ihrem/Ihrer  
ökoDENT-Fachberater(in)  
erfragen!

2. Stufe:  
GRAU  
Hochglanzpolitur