

PRAXIS-AKTION

A2.7P | Rev. 01 - 2025 | D

Diamantschleifer Turbo für rotes Winkelstück und Turbine

Vorteile unserer Diamantschleifer Turbo

- hohe Schleifleistung, sauberer Schliff, keine Rillen
- „selbstreinigend“ - dadurch längere Standzeit
- geringe Wärmeentwicklung, verminderte Gefahr von Pulpenverletzungen
- großer Spanraum und optimaler Abtransport des Schleifgutes
- extreme Bruchfestigkeit durch Verwendung hochwertiger Rohstoffe und Einsatz speziell entwickelter Technologien und Produktionsverfahren

(Formenauswahlen nur zur Illustration – Sortimente siehe ökoDENT-Katalog)



Artikel-Bonus
Diamantschleifer Turbo in FG
 unsortiert
 Bitte bei Ihrem/Ihrer
 ökoDENT-Fachberater(in)
 erfragen!

ProphyBrush Nylon-Prophylaxebürsten Standard

Produktmerkmale

- hygienisch unbedenklich, da geschlossene Nylonfasern (keine Kapillarwirkung)
- zur universellen Nutzung in mittlerer Härte
- zur **Einmalanwendung**

Arbeitsdrehzahlen
 ↻ opt. 1.000 - 2.000 min⁻¹



Artikel-Bonus
 Nylon-Prophylaxebürsten
 je Art.-Nr.
 Bitte bei Ihren/Ihrer
 ökoDENT-Fachberater(in)
 erfragen!

Composit-Polierer DIA-COMP PLUS

zweistufiges Diamant-Polier-System zum Finieren, Glätten und Hochglanzpolieren aller Komposite, Kompomere und Ionomere

- Diamantdurchsetztes Poliersystem für alle Kompositmaterialien, speziell auch für die neueste Generation hochgefüllter Hybridkomposite.
- DIA-COMP PLUS zeichnet sich durch hervorragende Polierergebnisse bei sehr langer Lebensdauer aus.

Arbeitsdrehzahlen
 ↻ opt. 3.000 - 8.000 min⁻¹



Artikel-Bonus
 DIA-COMP PLUS
 je Art.-Nr.
 Bitte bei Ihrem/Ihrer
 ökoDENT-Fachberater(in)
 erfragen!