

PRAXIS-AKTION

A2.7P | Rev. 02 - 2026 | D

Keramikpolierer CERA Shine

Dreistufiges Diamant-Poliersystem zum Abtragen, Glätten und Hochglanzpolieren von Keramik und Metall.

Durch die sehr kurzen Bearbeitungszeiten und die herausragende Qualität der Politur ohne Paste sind die CERA Shine Polierer sowohl als Korrekturwerkzeuge von Glanzbrandfehlern sowie zur nachträglichen Anpassung hoch geschätzt und ökonomisch.

Der Qualitätszuwachs gegenüber einer herkömmlichen Politur ist herausragend.

Artikel-Bonus CERA Shine

unsortiert
Bitte bei Ihrem/Ihrer
ökoDENT-Fachberater(in)
erfragen!



Wurzeltrenner diamantiert zum Zähne- und Wurzeltrennen

- Sehr schnittfreudige und gleichsam laufruhige Diamant-Instrumente zum Zähne- und Wurzeltrennen.
- Die spezielle Geometrie der Instrumente wirkt zuverlässig dem Zuschmireffekt entgegen.

Artikel-Bonus

Wurzeltrenner, diamantiert
in FG & FGXL
unsortiert
Bitte bei Ihrem/Ihrer
ökoDENT-Fachberater(in)
erfragen!

Anwendung:

FG / FGXL U_{opt.} 100.000 min⁻¹ / **Auf ausreichende Kühlung achten!**



chirurgische HM-Fräser HF 118A

Für minimalinvasive, substanzschonende Präparation von Zahnhartsubstanz und Kieferknochen bei gleichzeitiger Schonung des angrenzenden Gewebes.

Produktmerkmale

- Höchste Laufruhe, effektive Schneidleistung, maximale Stabilität
- Schlanker „Hals“ garantiert freie Sicht (besonders wichtig beim Arbeiten mit der Lupe/Brille)
- Keramische ZrN (Zirkon-Nitrit) Beschichtung für ein ausgewiesenes verschleißbares und biokompatibles Instrument.

Indikationen

- Präparation von Knochen und Knochendeckeln
- Freilegen und Durchtrennen retinierter Zähne
- **PA-Spalt Erweiterung**
- Wurzelspitzenresektionen
- Hemisektionen

Artikel-Bonus

HF 118A ... FG
unsortiert
Bitte bei Ihrem/Ihrer ökoDENT-
Fachberater(in) erfragen!



Gingiva Trimmer

- zur Modellation der Gingiva und für Gingivaschnitte
- für die Freilegung tiefer Kavitäten und intraossaler Implantate, sowie retinierter Zähne
- für die Erweiterung des Sulkus für Abdrücke
- zur Entfernung von Zahnfleischhyperplasie/ Papillektomie und inter-radikulärem Granulationsgewebe

Sonderpreis

Gingiva-Trimmer

je Stück

Bitte bei Ihrem/Ihrer
ökoDENT-Fachberater(in)
erfragen!

