

ökoDENT LED-Lichthärtelampe

+ + + + geräuschlos, leicht, formschön, handlich – einfach praktisch + + + +

A2.46 | Rev. 04/2015 | D

Bestell-Nummer:
SSP - CLH

Programm-Start:
mit Count-Down in der Anzeige und
akustischem Signal nach je 5 Sek.

Anzeige:
Modus- oder Timerwahl
+ Count-Down bei Programmstart

Modus-Wahl:
01 : volle Leistung
02 : ansteigende Intensität
03 : gepulstes Licht

Timer-Wahl:
3 und 5 - 40s in 5s-Stufen



Die kabellose LED-Lichthärtelampe von **ökoDENT** besticht durch ihre hochwertige Verarbeitung und das formschöne, blau eloxierte Aluminiumgehäuse.

Ihr Gewicht von nur **178g** ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten, auch bei längeren Behandlungsabläufen.

Der Anwender kann zwischen den bewährten drei Härtingsmodi (volle Leistung, ansteigend, pulsierend), sowie individuellen Härtezeiten von 3 und 5 - 40 s (in 5s-Stufen) wählen. Dabei wird der Ablauf der 5s-Intervalle durch ein akustisches Signal markiert.

Ein kraftvoller Lithium-Ionen-Akku (austauschbar!) gewährleistet eine lange Einsatzdauer ohne „Memory-Effekt“, sowie ein geräuschloses Arbeiten.

Technische Daten der LED-Lichtquelle:

- Hochleistungs-LED, 5W, blau
- Lichtwellenlängenbereich: 420 bis 480 nm
- Lichtintensität: 850 bis 1000 mW/cm²
- hohe Akku-Kapazität, geringer Standby-Verbrauch
- konstante Lichtintensität

Lieferumfang:

- LED-Lichthärtelampe bestehend aus steckbarem Lichtleiter, Steuerteil mit Anzeige & Bedientasten und schraubbarem Akkufach.
- **Der steckbare Lichtleiter ist im Autoklaven sterilisierbar**, andere Teile bitte ausschließlich mit reinem Wasser oder neutraler Desinfektion reinigen!
- Lithium-Ionen-Akku 3,7V/2200mAh, austauschbar
- orange Lichthaube als Sichtschutz, aufsteckbar
- Stand-Ladegerät mit Stecker-Netzteil 5V/1A