

REF	SUIN 05
Tiefe depth	30 mm



REF	SUIN 15
Tiefe depth	60 mm



REF	SUIN 20
Tiefe depth	80 mm



REF	.. MD 50
Höhe height	50 mm



50 mm  
max. 40 mm  
Instrumentenlänge  
max. 40 mm  
instrument length

REF	.. MD 32
Höhe height	32 mm

32 mm  
max. 28 mm  
Instrumentenlänge  
max. 28 mm  
instrument length

12 mm

### Systembreite 55 mm

Instrumenten-Ständersystem aus Aluminium

- FG- und HP / RA-Bohrungen
- Neigung 30°
- mit ökoDENT-Logo und -Adresse bedruckt
- autoklavierbar durch spezielle farblose Oberflächenbeschichtung
- auch mit Deckel lieferbar  
Bestellzusatz beachten

### System wide 55 mm

Instruments stand system aluminium

- FG and HP / RA holes
- Slope 30°
- Printed with ökoDENT logo and address
- Autoclavable due to a special colourless surface coat
- Available also with cover  
Please note order suffix

### Systembreite 100 mm

Instrumenten-Ständersystem aus Aluminium

- FG- und HP / RA-Bohrungen
- Neigung 30°
- mit ökoDENT-Logo und -Adresse bedruckt
- autoklavierbar durch spezielle farblose Oberflächenbeschichtung
- auch mit Deckel lieferbar  
Bestellzusatz beachten



REF	SUIN 10
Tiefe depth	30 mm




REF	SUIN 30
Tiefe depth	60 mm


### System wide 100 mm

Instruments stand system aluminium

- FG and HP / RA holes
- Slope 30°
- Printed with ökoDENT logo and address
- Autoclavable due to a special colourless surface coat
- Available also with cover  
Please note order suffix



REF	SUIN 40
Tiefe depth	80 mm



REF	. . MD 50
Höhe height	50 mm

REF	. . MD 32
Höhe height	32 mm