



### Diamantschleifer 802L



REF (10 Stk / Pck)	F 802 L ... M	013	016
Ø in mm		1,3	1,6
L in mm		8,5	8,5
		10	10

### Diamantschleifer 801L




	F 801 L ... M	014	016
		1,4	1,6
		1,4	1,6
		10	10

- zum Öffnen und Erweitern der Pulpakammern

## Hartmetall-Instrumente

### Endo-Instrument mit inaktiver Spitze C152



REF (10 Stk / Pck)	C 152 ... FGL	009
Ø in mm		
L in mm		9,0
		10


- zur Wurzelkanalerweiterung
- verlängerter Schaft für optimale Wurzelkanalerweiterung
- inaktive Spitze zur Verhinderung der via falsa

- for root canal expansion
- designed with longer shank
- inactive tip prevents the creation of a via falsa

## Wurzelfüller

### Wurzelfüller (Lentulo)

Stahlschaft  
4 Stk / Pck



Farbkodierung		025	030	035	040
REF (L = 21 mm)	W 41 21	025	030	035	040
REF (L = 25 mm)	W 41 25	025	030	035	040
Sortiment (je 1 Stk - 21 mm)	W 41 21	25 - 40			
Sortiment (je 1 Stk - 25 mm)	W 41 25	25 - 40			