


#### Stahl-Instrumente

## Diamantschleifer

<b>802L</b> (medium)				
disc.		O Security		
REF (10 Stk / Pck)		F 802 L	013	016
Ø in mm			1,3	1,6
L in mm			8,5	8,5
	FG		013	016
	FGL		013	016
<b>B</b>			10	10

Diamantschleifer




### **Hartmetall-Instrumente**

# **Endo-Instrument mit inaktiver Spitze** C152



- zur Wurzelkanalerweiterung
- verlängerter Schaft für optimale Wurzelkanalerweiterung
- inaktive Spitze zur Verhinderung der via falsa
- for root canal expansion
- designed with longer shank
- inactive tip prevents the creation of a via falsa


#### **H1SLN (Müller-Bohrer)**



Graziler Rosenbohrer für die Präparation der endodontischen Zugangskavität, insbesondere für die Ausgestaltung von physiologischen Verengungen.

- langer, schlanker Hals für gute Sicht in die Zugangskavität
- tiefere Kavitätenbereiche optimal einsehbar
- erleichterte Darstellung der Pulpakammerbodenanatomie, die substanzschonende Eröffnung der Wurzelkanaleingänge und die Freilegung von obliterierten Kanälen

Wurzelfüller



<sup>•</sup> zum Öffnen und Erweitern der Pulpakammern