


H1 S (001)



REF	H1 S	H1 S	H1 S	H1 S	H1 S	H1 S	H1 S	H1 S	H1 S	H1 S	H1 S	H1 S	H1 S	H1 S	H1 S
Ø (1/10 mm)	005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029
L (mm)	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9
RA	005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029
RAL	005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	
FG	005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023			
FGXL						010	012	014	016	018	021	023			
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

RA = 8.000 - 10.000 min⁻¹ FG = 160.000 min⁻¹

H1 SL (697)




schlanker Hals
dadurch verbesserte Sicht auf das Arbeitsfeld

slim neck
thereby better visibility of the work area

REF	H1 SL	H1 SL	H1 SL	H1 SL	H1 SL	H1 SL	H1 SL
Ø (1/10 mm)	010	012	014	016	018	021	023
L (mm)	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3
RA	010	012	014	016	018	021	023
RAL	010	012	014	016	018	021	023
	10	10	10	10	10	10	10


RA = 8.000 - 10.000 min⁻¹


H2 (010)



REF	H2	H2	H2	H2	H2	H2	H2	H2	H2	H2	H2
Ø (1/10 mm)	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023
L (mm)	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9
RA	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023
FG	006	007	008	009	010	012	014	016	018		
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

H21 (107)



















REF	H21	H21	H21	H21	H21	H21	H21
Ø (1/10 mm)	008	009	010	012	014	016	018
L (mm)	3,4	3,7	4,0	4,3	4,6	4,9	5,2
RA	008	009	010	012	014	016	018
FG	008	009	010	012	014	016	018
	10	10	10	10	10	10	10

H21 L (110)


REF	H21 L	H21 L	H21 L
Ø (1/10 mm)	009	010	012
L (mm)	5,2	5,2	5,2
RA	009	010	012
FG	009	010	012
	10	10	10






H21 R (137)

REF	H21 R	H21 R	H21 R	H21 R
Ø (1/10 mm)	008	009	010	012
L (mm)	3,4	3,7	4,0	4,3
RA	008	009	010	012
FG	008	009	010	012
	10	10	10	10





H23 (168)








REF	H23	H23	H23	H23	H23	H23
Ø (1/10 mm)	008	009	010	012	014	016
L (mm)	3,4	3,7	4,0	4,3	4,6	4,9
RA	008	009	010	012	014	016
FG	008	009	010	012	014	016
	10	10	10	10	10	10

H23 L (171)


REF	H23 L	H23 L	H23 L
Ø (1/10 mm)	009	010	012
L (mm)	5,2	5,2	5,2
RA	009	010	012
FG	009	010	012
	10	10	10

H23 R (137)


REF	H23 R	H23 R	H23 R	H23 R
Ø (1/10 mm)	010	012	014	016
L (mm)	4,0	4,3	4,6	4,9
RA	010	012	014	016
FG	010	012	014	016
	10	10	10	10

H7 (232)




REF	H7	H7	H7	H7	H7	H7
Ø (1/16 mm)	008	009	010	012	014	016
L (mm)	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,9
RA	008	009	010	012	014	016
FG	008	009	010	012	014	016
	10	10	10	10	10	10

H25 R (234)




REF	H25 R	H25 R
Ø (1/16 mm)	012	014
L (mm)	3,7	4,1
RA	012	014
FG	012	014
	10	10

H31 (107)




REF	H31	H31	H31	H31	H31	H31	H31	H31	H31
Ø (1/16 mm)	008	009	010	012	014	016	018	021	023
L (mm)	3,4	3,7	4,0	4,3	4,6	4,9	5,2	5,5	5,8
RA	008	009	010	012	014	016	018	021	023
FG	008	009	010	012	014	016			
	10	10	10	10	10	10	10	10	10

H31 L (110)




REF	H31 L	H31 L
Ø (1/16 mm)	010	012
L (mm)	5,2	5,2
RA	010	012
FG	010	012
	10	10

H31 R (137)




REF	H31 R	H31 R	H31 R	H31 R
Ø (1/16 mm)	008	009	010	012
L (mm)	3,4	3,7	4,0	4,3
RA	008	009	010	012
FG	008	009	010	012
	10	10	10	10

H33 (168)




REF	H33	H33	H33
Ø (1/16 mm)	012	014	016
L (mm)	4,3	4,6	4,9
RA	012	014	016
FG	012	014	016
	10	10	10

H33 L (171)



REF	H33 L
Ø (1/16 mm)	012
L (mm)	5,2
RA	012
FG	012
	10



H33 R (194)



REF	H33 R	H33 R	H33 R
Ø (1/16 mm)	010	012	016
L (mm)	4,0	4,3	4,9
RA	010	012	016
FG	010	012	016
	10	10	10

Titannitrit beschichtet / Titanium-Nitride-coated



T21XR (137)

REF	T21XR
Ø (1/10 mm)	012
L (mm)	4,2
RA	012
FG	012
	10

RA = 30.000 min⁻¹ FG = 160.000 min⁻¹

T23XR (194)

REF	T23XR
Ø (1/10 mm)	012
L (mm)	4,2
RA	012
FG	012
	10

RA = 30.000 min⁻¹ FG = 160.000 min⁻¹

Anwendungshinweis – T21XR, T23XR



- Zum einfachen Entfernen von Amalgam und Composit.
- Die spezielle Oberflächenvergrüung garantiert einen optimalen Materialabfluss und verhindert damit das Zuschmieren der Instrumente.
- Das Entfernen der Füllungen erfolgt grobspanig und schnell, ohne Temperaturerhöhung.

Recommendations for use – T21XR, T23XR

- Easy removal of amalgam and composite.
- The special surface finish ensures an ideal material flow and avoids smeared up instruments.
- The removal of fillings happens by gross chips without increase of temperature.



Periodont-Instrumente Hartmetall / Periodontal instruments TC

C747 (267)



REF	C747
Ø (1/10 mm)	010
L (mm)	5,55
RA	
RAL	010
RAXL	
	6

C747L (268)



REF	C747L
Ø (1/10 mm)	010
L (mm)	5,55
	010
	6

C758 (258)

REF	C758
Ø (1/10 mm)	012
L (mm)	2,75
	012
	6

C758L (259)







REF	C758L
Ø (1/10 mm)	012
L (mm)	2,75
	012
	6

10.000 min⁻¹

Periodont-Instrumente Diamant / Periodontal instruments diamond



831 (267)





REF	831
Ø (1/10 mm)	12
Körnung / grit	
	6
L (mm)	6,5

10.000 min⁻¹



831L (268)





REF	831L
Ø (1/10 mm)	12
Körnung / grit	
	6
L (mm)	6,5

10.000 min⁻¹



832 (258)





REF	832
Ø (1/10 mm)	14
Körnung / grit	
	6
L (mm)	5,0

10.000 min⁻¹

832L (259)






REF	832L
Ø (1/10 mm)	14
Körnung / grit	
	6
L (mm)	5,0

10.000 min⁻¹

Periodont-Instrumente öko-Cleaner / Periodontal instruments öko-Cleaner

ökoCleaner



REF	OEC2505	OEC2506
Schaft / shank	RA	RA
	10	10

Anwendungshinweis:

- Zur Kürettage von Wurzeloberflächen in tiefen Taschen, in schwer zugänglichen und schmalen Approximalräumen sowie in Furkationen.
- Zur Granulationen- und Konkremententfernung (subgingivaler Zahnstein) und zur Glättung von Zahnoberflächen nach dem Entfernen von Brackets, Verblockungen oder Schienungen.
- Die speziell entwickelten Hartmetallinstrumente bieten eine echte Alternative zur Kürettenbehandlung.
- Die Instrumente ermöglichen eine substanzschonende Wurzelglättung mit erkennbarer geringerer Riefenbildung im Vergleich mit der Kürettenanwendung.

Öko-Cleaner: „Paroformen“ eignen sich besonders für das Polieren von Furkationen an Molaren.

Recommendations for use:

- For the curettage of root surfaces in deep pockets, narrow interproximal areas that are difficult to reach as well as furcations.
- For the removal of granulation and concrement (subgingival calculus) and smoothing of tooth surface after removal brackets, blockings and splintings.
- Special developed tungsten carbide instruments offer a real alternative to curette operation.
- The instruments enable gentle root planing and less striae formation compared to the usage of currettes.