



## Prophylaxe-Bürsten / prophylaxis brushes






## Anwendungshinweis

Die nebenstehenden Prophylaxe-Bürstchen sind in drei Härten erhältlich und eignen sich zur gezielten Entfernung von Belägen und leichtem Zahnstein. Die **blaue harte Ausführung** ist notwendig bei besonders hartnäckigen Belägen. Der Aufwand und die notwendige Zeit zur Politur werden reduziert. Die **violetten Bürsten mit mittlerer Härte** sind die Standard-Prophylaxe-Instrumente äquivalent zu den weißen Bürstchen. Mit den **weichen rosa Instrumenten** ist eine besonders patientenschonende Arbeit möglich. Sie erleichtern die Prophylaxe bei empfindlichen Patienten und sorgen für schonende Reinigung bei vorgeschädigten Zähnen und Zahnfleisch.

Die Polierkelche sind silikonfrei!

Die Prophylaxe-Bürstchen sind für die Einmalanwendung vorgesehen und dürfen somit nicht wiederverwendet werden!







max. 400 mm				
PMI1200				
2-5 / 11				
RA				
10				



REF	PM1273	PM1275	PM1276	PM1277
Ø/L (in mm)	2 / 3,5	4 / 6,5	4 / 6,5	6 / 4,5
Schaft / shank	RAL	RA	RA	RA
8	100	100	100	100