

### BLACK PANTHER

violett =

Diamantkörnung mittel

weiß =

Diamantkörnung fein

violett =

Diamond grit medium

white =

Diamond grit fine



REF	PM2832	PM2835	PM2839	PM2932	PM2935	PM2939
Ø / L (in mm)	4 / 10	6 / 7,5	14 / 1,6	4 / 10	6 / 7,5	14 / 1,6
Schaft / shank	RA	RA	RA	RA	RA	RA
	10/5	10/5	10/5	10/5	10/5	10/5

### Anwendungshinweis

Optimale Bearbeitung von Zirkondioxid und Lithium-Disilikat. Auch hervorragend für Keramik geeignet. Besonders hohe Konzentration an Diamantkörnung bietet max. Effizienz, hohe Standzeit und ein perfektes Ergebnis.

### Recommendation for use

### ZIRKO-SHINE

Diamantkörnung grob

Diamond grit coarse

1. Stufe

Abtragen und Formen

1. Step

Removing and shaping

5.000 - 10.000 min<sup>-1</sup>



REF	PM2532	PM2535
Ø / L (in mm)	4 / 10	6 / 7,5
Schaft / shank	RA	RA
	10/5	10/5

### ZIRKO-SHINE

Diamantkörnung medium

Diamond grit medium

2. Stufe

Glätten

2. Step

Smoothing

5.000 - 10.000 min<sup>-1</sup>



REF	PM2632	PM2635
Ø / L (in mm)	4 / 10	6 / 7,5
Schaft / shank	RA	RA
	10/5	10/5

### ZIRKO-SHINE

Diamantkörnung fein

Diamond grit fine

3. Stufe

Hochglanzpolieren

3. Step

High-shine polishing

10.000 - 20.000 min<sup>-1</sup>



REF	PM2732	PM2735
Ø / L (in mm)	4 / 10	6 / 7,5
Schaft / shank	RA	RA
	10/5	10/5

### Anwendungshinweis

Spezielles dreistufiges Poliersystem für Zirkonoxid mit erhöhter Standzeit. Für kleine nachträgliche Formkorrekturen mit anschließender Hochglanzpolitur.

### Recommendation for use

Special 3-step polishing system for zirconium oxide with increased service life. For little subsequent shape corrections with following high-shine polishing.

### Hochleistungs-Korundscheifer

5.000 - 7.000 min<sup>-1</sup>



REF	HKS057	HKS059
Körnung	fein	fein
Ø / L (in mm)	4,5 x 7,2	2,6 x 7
Schaft	RA / FG	RA / FG
	10	10

### Anwendungshinweis

Weißer keramisch gebundene Schleifkörper mit superfeiner Edelkorundkörnung zur Feinstausarbeitung der Oberfläche speziell für Zirkonrestauration