


Sets für Polierarbeiten / Sets for polishing work

SET ÖKOPOL

REF	SET P 02
Schaft shank	RA



Vor- und Glanzpolierer für Hybridkomposite – zwei Polierstufen
pre- and shine polishers for hybrid composites

PM0004		2x
PM0005		2x
PM0006		2x
PM0008		2x
PM0104		2x
PM0105		2x
PM0106		2x
PM0108		2x

SET COMPO UNI

REF	SET P 03
Schaft shank	RA




für die abrasive Bearbeitung von Compositwerkstoffen
eine Polierstufe
for abrasive treatment of composite materials
one polishing step

PM0530		2x
PM0531		2x
PM0532		2x
PM0533		2x
PM0534		2x
PM0535		2x
PM0539		2x

SET COMPO

REF	SET P 04
Schaft shank	RA



für die finale Bearbeitung von Composit-Werkstoffen
hellgelb = glättend, dunkelgelb = glanz – eine Polierstufe
for final treatment of composite materials
light yellow = smoothing, dark yellow = shining – one polishing step

PM0542		2x
PM0543		2x
PM0545		2x
PM0552		2x
PM0553		2x
PM0555		2x

SET CERA SHINE

REF	SET P 05
Schaft shank	RA



Keramikpolierer
blau = grob, pink = medium, grau = fein – drei Polierstufen
ceramic polisher
blue = coarse, pink = medium, grey = fine – three polishing steps


PM2032		1x
PM2035		1x
PM2039		1x
PM2132		1x
PM2135		1x
PM2139		1x
PM2232		1x
PM2235		1x
PM2239		1x
PM2238		1x

Sets für Polierarbeiten / Sets for polishing work

SET ACTION

REF	SET P 06	
Schaft shank	RA	

für Edelmetall-Legierungen, Composite und Amalgam
 BLACK ACTION = abrasive Bearbeitung und Amalgamentfernung
 BROWN ACTION = Vorpolitur
 GREEN ACTION = Hochglanzpolitur
 drei Polierstufen



for precious metal alloy, composites and amalgam
 BLACK ACTION = abrasiv treatment and amalgam removal
 BROWN ACTION = pre-polishing
 GREEN ACTION = high-shine polishing
 three polishing steps

PM0932		2x
PM0933		2x
PM0935		2x
PM0031		1x
PM0032		1x
PM0033		1x
PM0034		1x
PM0035		1x
PM0036		1x
PM0131		1x
PM0132		1x
PM0133		1x
PM0134		1x
PM0135		1x
PM0136		1x

SET COMPO TOP

REF	SET P 07	
Schaft shank	RA	

Polierer mit Diamantbestandteilen in Premiumqualität
 VIOLETT = abrasiv
 GREEN = glättend
 WHITE = glanz
 drei Polierstufen




Polisher with diamond components in premium quality
 VIOLETT = abrasive
 GREEN = smoothing
 WHITE = shining
 three polishing steps

PM1932		1x
PM1935		1x
PM1938		1x
PM1832		1x
PM1835		1x
PM1838		1x
PM19032		1x
PM19035		1x
PM19038		1x

SET PROPHYLAXE

REF	SET P 08	
Schaft shank	RA	

drei Sorten Nylonbürsten, autoklavierbar
 weiße und blaue Polierer mit Füllstoffen
 three kinds of nylon brushes, autoclavable
 white and blue polishers with fillers




PM1221		3x
PM1222		3x
PM1232		3x
PM1233		3x
PM1275		2x
PM1276		2x
PM1277		2x

Präparations-Sets / Preparation sets

PRÄP-SET 3 PREP-SET 3

REF	SUP5.1
Schaft/shank	FG



Präparation von Frontzahn- und Zahnhalskavitäten (Klasse III, IV, V)
preparation of anterior tooth and dental neck cavities (class III, IV, V)

F83008M		1x
F83010M		1x
F83012M		1x
F835KR12M		1x
H1S010FG		1x
F83008F		1x
F83010F		1x
F83012F		1x
F835KR12F		1x
H1S012FG		1x

PRÄP-SET 5 PREP-SET 5

REF	SUP5.1
Schaft/shank	FG




Präparation von Seitenzahnkavitäten zur Versorgung mit vorgefertigten Einlagen (Inlays/Onlays)
preparation of side tooth cavities for care with pre-built inlays or onlays

F83012M		1x
F830L14M		1x
F835KR12M		1x
F836KR14M		1x
H1S012FG		1x
F83012F		1x
F830L14F		1x
F835KR12F		1x
F836KR14F		1x
H1S023FG		1x

PRÄP-SET 4 PREP-SET 4

REF	SUP5.1
Schaft/shank	FG




Präparation von Seitenzahnkavitäten zur Versorgung mit plastischen Füllungsmaterialien (Klasse I, II und V)
preparation of side tooth cavities for care by plastic filling materials (class I, II, V)

F83010M		1x
F83012M		1x
F830L14M		1x
H1S010FG		1x
F83010F		1x
F83012F		1x
F83012SF		1x
F830L14F		1x
F830L14SF		1x
H1S018FG		1x

PRÄP-SET 6 PREP-SET 6

REF	SUP5.1
Schaft/shank	FG



Präparation von Seitenzähnen zur Versorgung mit vorgefertigten Einlagen (Inlays/Onlays)
preparation of side teeth for care with pre-built inlays or onlays

F83012M		1x
F830L14M		1x
F83810M		1x
F83814M		1x
F88014M		1x
H1S010FG		1x
F83810F		1x
F83814F		1x
F88014F		1x
H1S016FG		1x


Präparations-Sets / Preparation sets

PRÄP-SET 7 PREP-SET 7

REF	SUP57.1
Schaft/shank	FG

Präparation von Zähnen zur Versorgung mit Voll- und Metall-Keramikkronen
preparation of teeth for care with all-ceramic and metal-ceramic crowns

F836KR12M		1x
F837KR12M		1x
F837KR14M		1x
F85012M		1x
F36925M		1x
F836KR12F		1x
F837KR12F		1x
F837KR14F		1x




PRÄP-SET 8 PREP-SET 8

REF	SUP58.1
Schaft/shank	FG

Präparation von Zähnen zur Versorgung mit Vollguss- und Kunststoff-Verbblendkronen
preparation of teeth for care with solid-cast and plastic veneer crowns


F877K12M		1x
F878K14M		1x
F85012M		1x
F87712M		1x
F87712F		1x
F87814M		1x
F87814F		1x
F89921M		1x



PRÄP-SET 9 PREP-SET 9

REF	SUP59.1
Schaft/shank	FG

Formen und Finieren
shaping and finishing



F83010F		1x
F836KR12F		1x
F87712F		1x
F83318F		1x
F37916F		1x
F830L14F		1x
F837KR12F		1x
F87814F		1x
F83331F		1x
F85514F		1x

Präparations-Sets / Preparation sets

M.A.I.-Set TITAN

REF	SET MAI TITAN
Schaft	shank



optimale Drehzahl : 40.000 min⁻¹

optimal rotation speed : 40.000 rpm

C 375R 018 FG		1x
C 375R 023 FG		1x
C 283K 016 FG		1x
C 283K 021 FG		1x
C 48L 012 FG		1x
PM 0053 (in FG)		1x

Das M.A.I.-Set TITAN vereint Hartmetall-Spezialinstrumente mit einer eigens entwickelten Schneidengeometrie zum wirkungsvollen intraoralen „Beschleifen“ von einseitigen Titanimplantaten.

Gleichzeitig erleichtern diese Instrumente das intraorale Beschleifen und extraorale (in der Laborturbine im Fräsergerät) Individualisieren und Korrigieren von großvolumigen und vorkonfektionierten Titanabutments für die Kronen- und Brückentechnik, einschließlich der Korrekturen an der Einschubrichtung.


The M.A.I. Set TITAN combines carbide special instruments with a special developed cutting geometry for an effective intraoral grinding of unilateral titanium implants.

At the same time these instruments facilitate the intraoral grinding and extraoral (in the laboratory turbine in milling machine) individualizing and correcting of large-volume and pre-assembled titanium abutments for crown and bridge technology, including corrections on the insertion direction.

VENEER-PRÄP-SET VENEER-PREP-SET

nach Dr. Olschowsky
designed by Dr. Olschowsky

REF	SET VENEER
Schaft	shank



Weniger ist mehr:
„Sparsames“ Instrumentenset für Laminate Veneers,
nach Dr. Olschowsky

*Less is more:
Economical instruments set for laminate veneers,
designed by Dr. Olschowsky*

M.A.I.-Set ZIRKON

REF	SET MAI ZIRKON
Schaft	shank



optimale Drehzahl : 160.000 min⁻¹

optimal rotation speed : 160.000 rpm

Z 856 021 M FG		1x
Z 856 025 M FG		1x
Z 878K 016 M FG		1x
Z 878K 021 M FG		1x
Z 862 012 M FG		1x
HKS 059 W (in FG)		1x

Das M.A.I.-Set ZIRKON umfasst Zirkon-Spezialschleifinstrumente mit einer im Hause ökoDENT entwickelten Bindetechnologie (Galvanotherm) zum schonenden und sauberen intraoralen „Beschleifen“ von einseitigen Zirkoniumimplantaten sowie Korrekturen an Zirkoniumabutments.

The M.A.I. Set ZIRCON includes Zircon-special grinding instruments with a new binding technology (Galvanotherm), developed by öko-DENT for carefully and cleanly intraoral grinding of pre-assembled zirconium implants as well as corrections on zirconium abutments.


M.A.I. = Mitteldeutsche Akademie für Implantologie
M.A.I. = Middle German Academy for Implantology

801 L 014 M		1x
836 KR 008 M		1x
881 012 F		1x
881 012 SF		1x
379 023 SF		1x

TEST-SET PROPHY

Test-Instrumente
für die Prophylaxe
*Test instruments
for prophylaxis*

REF SETPROPHY



Testen Sie unsere Instrumente zur effizienten und schonenden Reinigung und Politur natürlicher Zähne.

Neuheiten, wie rotierende Interdentalbürsten, ökoCleaner und extra softe Bürstchen sparen Zeit und vereinfachen Ihren Arbeitsalltag!


Test our instruments for efficient and careful cleaning and polishing of natural teeth.

Innovations, like rotating interdental brushes, ökoCleaner and extra soft brushes, save time and simplify your working life!

TEST-SET KFO

Test-Instrumente
für die Kieferorthopädie
*Test instruments
for orthodontic*

REF SETKFO



Testen Sie unsere Instrumente zur effizienten und schonenden Klebstoffentfernung mit anschließender Politur.

Die neue Generation HM-Klebstoffentferner erspart Ihnen viel Zeit und Geld und hinterlässt ein perfektes Ergebnis!


Test our instruments for efficient and careful adhesive removal with subsequent polishing.

The new generation tungsten carbide adhesive remover spared you a lot of time and money and leaves a perfect result.

TEST-SET PARO

Test-Instrumente
für die Parodontologie
*Test instruments
for periodontology*

REF SETPARO



Testen Sie unsere Instrumente zur maschinellen Wurzelflächenbearbeitung mit 6 Diamant- und 4 HM-Instrumenten.

Zwei ökoCleaner ermöglichen die subgingivale Wurzelglättung und die Politur schwer erreichbarer interdentaler Wurzelbereiche.

Instrumente die Zeit und Nerven sparen!

Test our instruments for mechanical root surface preparation with 6 diamond and 4 tungsten carbide instruments.

Two ökoCleaner allow the subgingival root planning and the polishing of inaccessible interdental root areas.

Instruments that save time and nerves!

Test-Sets

TEST-SET BEST OF

Test-Instrumente für unterschiedlichste Anwendungen

Test instruments for different applications

REF SETBESTOF



Testen Sie unsere Bestseller für die unterschiedlichsten Anwendungen.
Sinnvoll, Effektiv, Günstig!


*Test our bestseller for different applications.
Useful, effective, favorable!*

TEST-SET EKR

Test-Diamant- und Hartmetall-Kronentrenner

Test-Diamond and Carbid-Crown cutters

REF SETEKR



Testen Sie unsere neuen Instrumente zum Zerspanen von Kronen und Brücken aller gängigen Metall-Legierungen sowie Keramik mit 12 Diamant- und 6 HM-Kronentrennern.

Schnell, Problemlos, Günstig!

Test our new instruments for machining of crowns and bridges of all common metal-alloys as well as ceramic with 12 diamond and 6 carbide crown cutters.


Fast, easy, favorable!

TEST-SET CHIRURGIE

Test-Instrumente für die Kieferchirurgie

Test instruments for oral surgery

REF SETCHIR



Testen Sie unsere Instrumente für die Kieferchirurgie.
Schnittfreudig und Laufreugig!

Schont Ihre Nerven und Ihren Geldbeutel!

*Test our instruments for oral surgery.
Easy cutting and smooth running!*

Save your nerves and your purse!