



HeadMaster Aktiv konisch



Farbkodierung		1	1	2	2	3	3	4	4
Stiftschaft Ø	D in mm	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,75	1,75
Stiftschaftlänge	L in mm	6	13	7	13	7	13	9	13
Kopf Ø	DH in mm	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4
Kopfhöhe	H in mm	2,75	2,75	3,85	3,85	4	4	4,9	4,9
Sortiment: 10 Titangewindestifte, 1 Peeso, 1 Vorbohrer, 1 Planfräser, 1 Steckschlüssel	REF	6202	6203	6204	6205	6206	6207	6208	6209
Nachfüllpack: 10 Titanstifte	REF	6210	6211	6212	6213	6214	6215	6216	6217

HeadMaster Passiv konisch



Farbkodierung		1	1	2	2	3	3
Stiftschaft Ø	D in mm	1,15	1,15	1,35	1,35	1,35	1,35
Stiftschaftlänge	L in mm	6	13	7	13	7	13
Kopf Ø	DH in mm	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5
Kopfhöhe	H in mm	2,75	2,75	3,85	3,85	4	4
Sortiment: 10 Titangewindestifte, 1 Peeso, 1 Vorbohrer, 1 Planfräser, 1 Steckschlüssel	REF	6302	6303	6304	6305	6306	6307
Nachfüllpack: 10 Titanstifte	REF	6310	6311	6312	6313	6314	6315