

ökoDENT rotierende Dental-Instrumente in der KFO-Praxis

A2.28 | Rev. 01/2021 | D

Klebstoffentfernung

Instrumente für ... alle labialen Anwendungen



 H23R ○ 014 ○ 016 RA gepackt zu je 10 Stk. ___ Pkg.	 T21XR 012 RA gepackt zu 10 Stk. ___ Pkg.	 T23XR 012 RA gepackt zu 10 Stk. ___ Pkg.	 C22S 016 RA gepackt zu 10 Stk. ___ Pkg.
--	---	---	--

 C22SL 016 RA gepackt zu 10 Stk. ___ Pkg.	 CBR1S 016 RA gepackt zu 10 Stk. ___ Pkg.	 CBR1V 018 RA gepackt zu 10 Stk. ___ Pkg.	 C282K 014 RA gepackt zu 10 Stk. ___ Pkg.	 C283K ○ 016 ○ 021 RA gepackt zu 10 Stk. ___ Pkg.	 C375R ○ 014 ○ 016 ○ 018 ○ 023 RA gepackt zu 10 Stk. ___ Pkg.
---	---	---	---	--	--



... für alle lingualen / palatinalen Anwendungen

Entfernung von keramischen Brackets (labial)

 T379X ○ 018 ○ 023 RA gepackt zu 10 Stk. ___ Pkg.	 C379 ○ 018 ○ 023 RA gepackt zu 10 Stk. ___ Pkg.	 379 ○ 018 ○ M ○ 023 ○ F RA gepackt zu 10 Stk. ___ Pkg.	 856 ○ 014 ○ M ○ 016 ○ F RA gepackt zu 10 Stk. ___ Pkg.
--	---	--	--



... danach Politur mit Gummipolierern

 Abtrag PM 1932 W2 gepackt zu 10 Stk. ___ Pkg.	 Abtrag PM 1935 W2 gepackt zu 10 Stk. ___ Pkg.	 Glanz PM 19032 W2 gepackt zu 10 Stk. ___ Pkg.	 Glanz PM 19035 W2 gepackt zu 10 Stk. ___ Pkg.
--	--	--	--

Bond Remover

 PM 5032 gepackt zu 10 Stk. ___ Pkg.	 PM 5035 gepackt zu 10 Stk. ___ Pkg.
---	---

Drehzahl beachten: max. 2.000 min⁻¹!

 Abtrag PM 0008 gepackt zu 10 Stk. ___ Pkg.	 Abtrag PM 0005 gepackt zu 10 Stk. ___ Pkg.	 Abtrag PM 0932 gepackt zu 10 Stk. ___ Pkg.	 Abtrag PM 0935 gepackt zu 10 Stk. ___ Pkg.
---	---	---	---

Sie möchten bestellen? Bitte unbedingt auch Ihre Kundenangaben auf der Rückseite ausfüllen und beide Seiten an unser Fax übermitteln. Danke!

ökoDENT-Kundennr. (falls verfügbar) Unterschrift des Auftraggebers

Reinigen der Bracketträger

während der Zwischenkontrollen

	PMI 1200		PM 1273		PM 1275		PM 1276		PM 1277		OEC 2501		HF 11120
gepackt zu 100 Stk. ___ Pkg.		gepackt zu 100 Stk. ___ Pkg.		gepackt zu 100 Stk. ___ Pkg.		gepackt zu 100 Stk. ___ Pkg.		gepackt zu 100 Stk. ___ Pkg.		gepackt zu 100 Stk. ___ Pkg.		gepackt zu je 10 Stk. ___ Pkg.	


Tricutter

Stichfräser für genaues Schneiden von Kunststoff, ideal für Tiefziehplatten und Korrekturen am Kunststoff in Drahtnähe

HF 11120
3-Kant

Polierer Serie BIG

Korrekturen an Zahnspangen, Polieren von Aktivatoren



grobe Körnung = schneller Abtrag

mittlere Körnung = beste Glättung

feine Körnung = Politur auf Hochglanz

	PM 0676		PM 0679		PM 0666		PM 0669		PM 0656		PM 0659
gepackt zu 5 Stk. ___ Pkg.		gepackt zu 5 Stk. ___ Pkg.		gepackt zu 5 Stk. ___ Pkg.		gepackt zu 5 Stk. ___ Pkg.		gepackt zu 5 Stk. ___ Pkg.		gepackt zu 5 Stk. ___ Pkg.	

UPOFIX Zahnsteinentfernung an Prothesen und Zahnspangen



UP 239

gepackt zu 5 Stk. ___ Pkg.

UP 259

gepackt zu 5 Stk. ___ Pkg.

ökoELAST Entgraten und Glätten von Tiefziehplatten und Sportschutz, ...



PM OE 06

gepackt zu 5 Stk. ___ Pkg.

ökoSchleifer



SD 905 HP

gepackt zu 5 Stk. ___ Pkg.

Kunststoff-Fräser HFR-Serie „Regenbogenbeschichtung“

	HFR 10440 HP		HFR 10840 HP		HFR 10560 HP
gepackt zu 5 Stk. ___ Pkg.		gepackt zu 5 Stk. ___ Pkg.		gepackt zu 5 Stk. ___ Pkg.	

- zur effektiven Bearbeitung von Kunststoffen
- kein Zuschmieren und Verkleben der Spanräume
- sehr niedrige Tendenz zum Kaltverschweißen

Hartmetallfräsen Universalfräser zum Ausarbeiten - für glatte Kunststoffoberflächen in kurzer Zeit

	HF 10123 HP		HF 10223 HP		HF 10323 HP		HF 2145 HP		HF 10440 HP		HF 291660 HP		HF 10560 HP
gepackt zu 5 Stk. ___ Pkg.		gepackt zu 5 Stk. ___ Pkg.		gepackt zu 5 Stk. ___ Pkg.		gepackt zu 5 Stk. ___ Pkg.		gepackt zu 5 Stk. ___ Pkg.		gepackt zu 5 Stk. ___ Pkg.		gepackt zu 5 Stk. ___ Pkg.	

Fragen zum Produkt? Ihr/Ihre ökoDENT-Fachberater(in) berät Sie gern zu unseren Produkten, den Liefermengen, Preisen und Ihren Konditionen.

Datum

Vor- & Nachname (bitte in Blockschrift)

Praxisstempel / Kontaktadresse

ökoDENT-Kundennr.
(falls verfügbar)

Unterschrift des Auftraggebers