


# Instrumenten-Ständer-System für rotierende Dentalinstrumente

**Die optimale Lösung für den Praxis- und Laboreinsatz !**

A2.13 | Rev. 01/2021 | D




Bewährt als **Ordnungssystem** für die übersichtliche **Aufbewahrung** und **Lagerung** von rotierenden Instrumenten.

Die Ausführung mit **Doppelbohrungen** bietet dem Anwender die Möglichkeit der **freien Gestaltung** des Inhalts und damit Raum für **individuelle Lösungen**.

Je nach Indikation sind die ökoDENT-Instrumenten-Ständer **alternativ** mit **FG-** und **RA/HP-**Instrumenten **individuell** und **flexibel** bestückbar.

## Anwendungshinweise

- Vor dem Desinfizieren alle Instrumente aus dem Ständer nehmen.
- Nach dem Desinfizieren unter fließendem Wasser die Desinfektionsmittelreste abspülen.
- Nur eingeschweißt sterilisieren !
- Nur trockene und korrosionsfreie Instrumente einsortieren.



## zum Sortiment

- Alle Instrumenten-Ständer werden auf Wunsch nach mit klappbarem Deckel in zwei Höhen (32mm bevorzugt für FG/RA-Instrumente, 50mm für HP-Instrumente) geliefert.
- Bei der Verwendung mit den Deckeln sind die Instrumenten-Ständer stapelbar und verhindern eine ungewollte Kontamination.
- Die Instrumenten-Ständer sind farblos oberflächenbeschichtet und daher desinfizier- und sterilisierbar.

## Instrumentenständer nach Wunsch

Zum noch effizienteren Praxismanagement passen wir den Instrumenten-Ständer auch an Ihr persönliches Arbeitsprofil an.

Benennen Sie und Ihren persönlichen Bestückungswunsch und wir drucken Ihnen die Instrumentensymbole und Bestellnummer auf Ihr Exemplar.

Damit gelingt auch dem Azubi die richtige Bestückung Ihres Präp-Set's!

Art.-Nr.

# Instrumenten-Ständer-System für rotierende Dentalinstrumente

alle Abbildungen in etwa Originalgröße




SUIN 05

30 mm



SUIN 10




SUIN 15

60 mm




SUIN 30



SUIN 20


80 mm



SUIN 40

55 mm

100 mm



.. MD 50

50 mm

maximale Instrumentenlänge 40 mm

32 mm

maximale Instrumentenlänge 28 mm

.. MD 32

12 mm



.. MD 50

.. MD 32

fon : +49 ( 3 66 01 ) 5 09 - 29  
fax : +49 ( 3 66 01 ) 5 09 - 19  
internet : www.oekodent.de  
e-mail : sales@oekodent.de

## Produktinformation

**ökoDENT GmbH & Co. KG**  
Lindenweg 13  
07639 Tautenhain / Thüringen  
Deutschland